

Дезинфекция на инструменти



Логистични данни

	1 L	5 L
Бр./кутия	12	1
Бр. кутии/палет	32	96
Бр./европалет	384	96





Viruton® Extra

CE 2274

Ензимен концентрат за почистване и дезинфекция на инструменти

Приложение: Viruton® Extra е високоефективен концентрат за почистване и дезинфекция на хирургически и ротационни инструменти. Съдържа ензим - протеаза, който осигурява отлични почистващи свойства. Предназначен за ръчна дезинфекция, както и в ултразвукови почистващи апарати. Продуктът има антикорозионни свойства и висока съвместимост на материала. Препоръчва се за инструменти, изработени от неръждаема стомана, никел, мед, алуминий, каучук, порцелан, стъкло и пластмаса. Има положителното мнение на Chirmed - производител на инструменти и Vimex - производител на ендоскопи.

Указания за употреба: Пригответе работен разтвор чрез разреждане на концентрата с вода до желаната концентрация. За да се получи 0,5% концентрация, 5 ml от концентрата се разреждат с 995 ml вода. Потопете инструментите в разтвора веднага след употреба. Всички части и отвори трябва да бъдат изцяло покрити. След дезинфекция изплакнете инструментите с вода и ги изсушете. Незамърсеният работен разтвор е активен 14 дни. От хигиенни съображения се препоръчва ежедневна смяна на работния разтвор. Не комбинирайте с други почистващи препарати или дезинфектанти. Само за професионална употреба.

 Концентрат	 Действа срещу Аденовируси и Полиовируси	 Съдържа протеазен ензим	 Концентрация от 0,5% за 15 мин.
--	---	---	---

Ефективност	EN 14885	Време	
		15 мин.	30 мин.
Бактерии (включително MRSA)	EN 13727	0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%
Гъбички (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Mycobacteria (M. terrae, M. avium)	EN 14348	0,5%*, 1%	0,5%
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%
Вируси с обвивка (Vaccinia, BVDV, Хепатит В, HIV, Хепатит С, SARS, Herpes simplex, Influenza, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Adeno virus	EN 14476	0,5%*	0,5%
Polio virus	EN 14476	1%	0,5%

*чисти условия

Активни съставки: амини, четвъртични амониевы съединения, ензим, инхибитори на корозията

Разфасовки: бутилка от 1L с дозатор, туба от 5L